

# Instrucciones de Operación

PN 112566

La Báscula Digital de Salud Rice Lake es una báscula ligera y fácil de utilizar. Es precisa, resistente y segura para todo paciente en casa o para uso individual.



Este manual puede ser visto o descargado desde el sitio web de Rice Lake Weighing Systems al [www.ricelake.com/health](http://www.ricelake.com/health). Rice Lake Weighing Systems es una compañía registrada ISO 9001.



*Figura 1. Báscula digital de salud*


Con la Báscula Digital de Salud Rice Lake, hay ciertas precauciones que deberían tomar para prevenir herida personal al usuario o daño a su báscula. Por favor sigan estas instrucciones cuidadosamente:

- No intenten transportar la báscula mientras que alguien esté encima de ella.
- No dejen caer la báscula ni sométanla a choques violentos.
- Para obtener un pesaje preciso, la báscula tiene que ser colocada sobre una superficie plana y estable.
- Peso que excede la capacidad máxima de la báscula (440 lb/220 kg/32st:6lb) la puede dañar.
- Esta báscula fue diseñada solo para uso personal y no fue diseñada para uso comercial/industrial.
- La báscula no es a prueba de agua, así que deberían evitar humedad excesiva.

## Armado y uso de la báscula

Sigan los siguientes pasos para armar y configurar la Báscula Digital de Salud Rice Lake:

1. Remuevan la báscula ya ensamblada de su embalaje.
2. Remuevan la cinta roja del compartimiento de la batería antes de usarla.
3. Escojan libras (lb), kilogramos (kg) o stone libras (st-lb) usando el selector ubicado en la parte de atrás de la báscula.



Seleccionen entre lb, kg, o st-lb.

*Figura 2. Selector en la parte de atrás de la báscula de salud*

4. Coloquen la báscula sobre una superficie plana. Colocar la báscula sobre una alfombra túpida puede afectar la precisión del pesaje.
5. Antes de cada pesaje, den un golpecito en la esquina inferior de la báscula para prenderla. La báscula mostrará - - - , y luego 0.0. No pisen la báscula antes de que aparezca el 0.0, de otro modo  $\overline{EE}$  será visualizado.

6. Pisen la báscula y posicionen sus pies de una manera que distribuye su peso uniformemente sobre la plataforma entera de la báscula. La pantalla LCD destellará - - - varias veces por aproximadamente 3 segundos antes de mostrar el peso. Párense quietamente mientras leyendo la pantalla.

Si *EE* está visualizado, puede que hayan excedido la capacidad máxima de la báscula o que la persona se está moviendo sobre la báscula y entonces no puede llegar a una lectura estable. Esto sucederá después de aproximadamente cinco segundos.

## Reemplazo de la batería

Esta báscula incluye una batería de litio de larga vida CR-2032 de 3 voltios. Cuando ven el mensaje *LO* en la pantalla digital, reemplacen la batería. Sigan los siguientes pasos para reemplazar la batería.

1. Ubiquen la cubierta de la batería en el parte de atrás de la báscula.



*Figura 3. Compartimiento de la batería*

2. Abran el compartimiento por empujar la pestaña de cerradura y levantar la cubierta.
3. Empujen la pequeña lengüeta argentada lejos de la batería para soltarla. Suspendan la báscula a un ángulo para permitir que la batería caiga hacia afuera.
4. Inserten una nueva batería, presionándola firmemente para asentarla en su lugar.
5. Reemplacen la cubierta de la batería.

## El cuidado de su báscula

Periódicamente limpien la superficie con un trapo seco para remover cualquier polvo.

## **Garantía limitada**

Rice Lake Weighing Systems (RLWS) garantiza que todo equipo RLWS y sistemas correctamente instaladas por un Distribuidor o Fabricante Original de Equipos operará funcionará conforme a las especificaciones en los materiales escritos como confirmado por el Distribuidor/Fabricante Original y aceptado por RLWS. Todos los sistemas y componentes están garantizados ser libre de defectos en los materiales y la mano por un periodo de un año.

RLWS garantiza que el equipo vendido bajo esta garantía se conformara a las especificaciones actuales escritas autorizadas por RLWS. RLWS garantiza el equipo contra obra de mano o materiales defectuosas. Si cualquier equipo falla en conformarse a estas garantías, RLWS reparará o reemplazará, a su criterio, dicha mercadería devuelta dentro del periodo de garantía, en sujeción a las siguientes condiciones:

- En el momento en que el Comprador descubra tal disconformidad, RLWS recibirá una pronta notificación por escrito con una explicación detallada de las presuntas deficiencias.
- La examinación de dicho equipo por RLWS confirma que la desconformidad existe y que no fue causada por accidente, uso indebido, negligencia, alteración, instalación incorrecta, reparación incorrecta ni prueba incorrecta; RLWS será el único que emitirá juicio sobre todas las presuntas desconformidades.
- Dicho equipo no ha sido modificado, alterado, ni cambiado por ninguna persona excepto RLWS o sus agentes de reparación debidamente autorizados.
- RLWS tendrá tiempo razonable para reparar o reemplazar el equipo defectuoso. El comprador es responsable de los gastos de envío en ambos sentidos (de ida y vuelta).

**ESTAS GARANTÍAS EXCLUYEN TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO DE FORMA ILIMITADA LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR. NI RLWS NI EL DISTRIBUIDOR SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO POR DAÑOS INCIDENTALES NI RESULTANTES O CONSECUENCIALES.**

**RLWS Y EL COMPRADOR ACUERDAN QUE LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE RLWS DE AQUÍ EN ADELANTE SE LIMITA A REPARAR O REEMPLAZAR DICHA MERCADERÍA. EN ACEPTAR ESTA GARANTÍA, EL COMPRADOR RENUNCIA A TODO Y CUALQUIER OTRO RECLAMO A LA GARANTÍA.**

**SI EL VENDEDOR NO FUERA RLWS, EL COMPRADOR ACUERDA DIRIGIRSE SOLO AL VENDEDOR POR RECLAMOS BAJO LA GARANTÍA.**

**NINGUNOS TERMINOS, CONDICIONES, ENTENDIMIENTOS NI ACUERDOS QUE PRETENDEN MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA TENDRÁN EFECTO LEGAL A MENOS QUE ESTÉN HECHOS POR ESCRITO Y FIRMADOS POR UN DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN RLWS Y EL COMPRADOR.**

© 2010 Rice Lake Weighing Systems, Inc. Rice Lake, WI EE.UU. Todos los derechos reservados.